



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CONTAINER STANDARD 580 x 280 x h 100 mm - 4 filtri - perf. - blu

Codice di riferimento: 37130

Marca: GIMA

Prezzo: 401.3€

CARATTERISTICHE:

- Il fondo forato permette un processo di sterilizzazione molto più rapido (metà tempo rispetto ai non perforati) - 4 filtri - Altezza: 100 mm - Blue **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

MARCA E MODELLO:

GIMA 37130

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**