



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CONTAINER STANDARD 580 x 280 x h 150 mm - 2 filtri - n.p. - rosso

Codice di riferimento: 37112

Marca: GIMA

Prezzo: 357.8€

CARATTERISTICHE:

- Fondo non forato - 2 filtri - Altezza: 150 mm - Rosso **NON VENDIBILE IN: GERMANIA**

MARCA E MODELLO:

GIMA 37112

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**