



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Contenitore A Tanica Per Raccolta Urine 24 Ore In Polietilene

Codice di riferimento: ST285

Marca: KYARA

Prezzo: 4.5€

CARATTERISTICHE:

Contenitore A Tanica Per Raccolta Urine 24 Ore In Polietilene

CARATTERISTICHE TECNICHE:

2500ml

MARCA E MODELLO:

KYARA ST285

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**