



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Contenitore Per Urina Con Prelievo Da Provetta

Codice di riferimento: PM-600

Marca: INTERMED

Prezzo: 1.8€

CARATTERISTICHE:

Realizzato in polipropilene trasparente. Dotato di tappo con chiusura ad avvitamento. Provvisto di dispositivo per prelievo da provetta sottovuoto. Con superficie di scrittura dati del paziente. Capacita' di 120 ml. Prodotto sterile. In astuccio.

MARCA E MODELLO:

INTERMED PM-600

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**