



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONTENITORE URINE 24 ORE - bottiglia da 2500 ml

Codice di riferimento: 25980

Marca: GIMA

Prezzo: 59.78€

CARATTERISTICHE:

Contenitore graduato per urine 24 h in polipropilene.

Bottiglia da 2500 ml

Manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25980

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 30 Pezzi

 **Acquista subito**