



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

CONTENITORE URINE 24 ORE - container 2.000 ml con manico ergonomico

Codice di riferimento: 25981

Marca: GIMA

Prezzo: 104.92€

CARATTERISTICHE:

Contenitore graduato per urine 24 h in polipropilene.

Contenitore da 2000 ml con impugnatura ergonomica

Manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25981

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 54 Pezzi

 **Acquista subito**