



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CONTENITORE URINE 60 ml - camera bianca ISO8

Codice di riferimento: 25960

Marca: GIMA

Prezzo: 65.88€

CARATTERISTICHE:

Contenitore per le urine in polipropilene con scala graduata, dotato di tappo rosso a vite ed etichetta.

Confezionati singolarmente

Camera bianca ISO8

Capacità: 60 ml

Quantità: Scatola da 500 pezzi.

Un manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25960

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 500 Pezzi

 **Acquista subito**
