



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Contenitori Raccolta Diuresi 2 Litri

Codice di riferimento: PM-575

Marca: INTERMED

Prezzo: 4.3€

CARATTERISTICHE:

Dedicato alla raccolta della diuresi nelle 24 ore. Realizzato in polietilene, con impugnatura ergonomica. In bottiglia da 2000 ml.

MARCA E MODELLO:

INTERMED PM-575

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**