



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Controllo infrarossi per tavolo operatorio

Codice di riferimento: 27558

Marca: GIMA

Prezzo: 3086.6€

Caratteristiche del controllo infrarossi per tavolo operatorio

Dispositivo di controllo di infrarossi per tavoli da sala operatoria con codici prodotto 27506 e 27565.

Il telecomando di controllo per infrarossi è semplice da usare e si presenta come un parallelepipedo su cui sono distribuiti i tasti che funzionano con una leggera pressione, facili da interpretare e individuare.

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**