



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coperta In Nylon + Pu Antimicrobica Trattata Con Gli Ioni D'Argento Per Lar195

Codice di riferimento: LAR395

Marca: LEM

Prezzo: 1254.16€

CARATTERISTICHE:

Coperta in nylon + pu antimicrobica trattata con gli ioni d'argento per lar195

MARCA E MODELLO:

Lem - Codice Articolo LAR395

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo



Acquista subito