



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Copertura tavolo operatorio sterile - 20 pezzi

Codice di riferimento: 23650

Marca: GIMA

Prezzo: 136€

Caratteristiche della copertura per tavolo operatorio

Questo telo sterile realizzato in TNT biaccoppiato con fascia in polipropilene è utilizzato in sala operatoria per coprire il tavolo madre e posizionare la strumentazione utile ad eseguire l'intervento chirurgico. Grazie al materiale di qualità che la compone e alla grande impermeabilità che la caratterizza, questa copertura per tavolo operatorio assicura la totale sterilità degli strumenti e riduce sensibilmente il rischio di contaminazioni durante l'operazione.

Specifiche tecniche

Dimensioni: 150 x 200 cm

Marca e modello

GIMA codice 23650

Contenuto della confezione

20 pezzi

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**