



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coprilente monouso per termometro - 200 pezzi

Codice di riferimento: 25576

Marca: GIMA

Prezzo: 3€

Caratteristiche dei coprilente monouso per termometro - 200 pezzi

200 dispositivi coprilente usa e getta per termometro a orecchio con codice prodotto 25575.

Questi coprilente per termometri sono facili da fissare sul termometro professionale a infrarossi e garantiscono alte prestazioni durante la misurazione della temperatura corporea.

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Coprilente usa e getta per termometro a orecchio - 40 pezzi](#)

 **Acquista subito**