



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coprimoncone in lana tubolare

Codice di riferimento: COD 223

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 23.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD 223-Lung. 30 cm / circ. 27 c	Lung. 30 cm / circ. 27 cm	23.1€
COD 223-Lung. 40 cm / circ. 27 c	Lung. 40 cm / circ. 27 cm	23.1€
COD 223-Lung. 50 cm / circ. 32 c	Lung. 50 cm / circ. 32 cm	23.1€
COD 223-Lung. 60 cm / circ. 36 c	Lung. 60 cm / circ. 36 cm	23.1€

CARATTERISTICHE:

Per coprire il moncone dell'arto amputato ed evitare lo sfregamento con eventuali protesi.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 223

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In sacchetto

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza (cm): 30 - Circonferenza (cm): 27 circa

Lunghezza (cm): 40 - Circonferenza (cm): 27 circa

Lunghezza (cm): 50 - Circonferenza (cm): 32 circa

Lunghezza (cm): 60 - Circonferenza (cm): 36 circa

