



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Coprimoncone tubolare in cotone 100%

Codice di riferimento: COD219C

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 14€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD219C-Lung. 40 cm / circ. 27 c	Lung. 40 cm / circ. 27 cm	14€
COD219C-Lung. 50 cm / circ. 32 c	Lung. 50 cm / circ. 32 cm	14€
COD219C-Lung. 60 cm / circ. 36 c	Lung. 60 cm / circ. 36 cm	14€

CARATTERISTICHE:

Per coprire il moncone dell'arto amputato ed evitare lo sfregamento con eventuali protesi.
Cotone soft America extra con filo nylon posto all'interno della maglia.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 219C

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In sacchetto

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza (cm): 40 - Circonferenza (cm): 27 circa

Lunghezza (cm): 50 - Circonferenza (cm): 32 circa

Lunghezza (cm): 60 - Circonferenza (cm): 36 circa

