



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

COPRISONDA IN LATTICE - per doppler ed ecografi - conf. 500 pz.

Codice di riferimento: 29514

Marca: GIMA

Prezzo: 100.04€

COPRISONDA IN LATTICE

Per sonde di ecografi e doppler.

Lunghezza: 17 cm, Ø 3.3 cm

Ogni coprisonda è imbustato singolarmente in busta sigillata.

Confezione da 500 pezzi.

 **Acquista subito**