



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cosciale per sfigmomanometro e fonendoscopio

**Codice di riferimento:** DR1438

**Marca:** LOGIKO

**Prezzo:** 20.86€

### Caratteristiche del cosciale per sfigmomanometro e fonendoscopio

Cosciale per misurare la pressione arteriosa nel sangue negli arti inferiori, facile da manovrare e usare sia su sé stessi che sugli altri e delicato sull'epidermide grazie alla sua realizzazione con materiali di qualità ipoallergenici.

### Specifiche tecniche

- Colore: blu
- Dimensioni: 80 x 21 cm

### Marca

Logiko

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**