



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Craniometro per neonato GIMA

Codice di riferimento: 27327

Marca: GIMA

Prezzo: 5.8€

Caratteristiche del craniometro GIMA

Strumento pediatrico per la misurazione della circonferenza e il diametro della testa dei neonati.

- Realizzato in morbido materiale plastico speciale resistente alla corrosione.
- Utile al controllo del corretto sviluppo del cranio del bambino.
- Leggero e molto semplice da utilizzare.
- Non estensibile.

Specifiche tecniche

Misura massima: 60 cm

Marca e modello

GIMA codice 27327

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**