



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Apribocca a vite tipo Maunder in plastica - 10 cm

Codice di riferimento: RN814

Marca: EASYRED

Prezzo: 0.29€

Caratteristiche dell'apribocca

Cuneo apribocca tipo Maunder.

Questo apribocca a vite è realizzato in materiale plastico e, grazie alla comoda impugnatura, permette di ottenere una presa salda e sicura.

Utilizzato durante i casi di emergenza nei pazienti in cui la contrazione muscolare impedisce di aprire la bocca e procedere con le manovre di soccorso.

Specifiche tecniche

Lunghezza: 10 cm

Colore

Bianco

Marca e modello

EASYRED RN814

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**
