



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Custodia per solenoide

Codice di riferimento: CUS2000

Marca: IACER

Prezzo: 12.08€

Caratteristiche della custodia professionale per solenoide:

La custodia realizzata per solenoidi del diametro di 11 cm protegge il dispositivo, impedendo la rottura o eventuali danneggiamenti che possono capitare durante il trasporto. La custodia, realizzata in nylon, presenta una comoda chiusura a cerniera. Questa custodia è indicata per contenere solenoidi dei modelli Mag 2000 e Mag 2000 Plus, utilizzati frequentemente nella magnetoterapia.

Ulteriori dettagli:

- Contiene solenoidi del diametro 11 cm
- Può contenere i solenoidi dei modelli Mag 2000 e Mag 2000 Plus

 **Acquista subito**