



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ciambelle rotonde gonfiabili in gomma

Codice di riferimento: ST30

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 27.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
ST304	40 cm	27.9€
ST306	45 cm	27.9€
ST305	42	27.9€

CARATTERISTICHE:

Le ciambelle sono realizzate in un tessuto in gomma senza lattice, che rende i cuscini estremamente morbidi e piacevoli durante l'utilizzo. I cuscini a forma di ciambella sono disponibili in diverse misure e in 3 diverse forme come da foto. E' possibile lavare il prodotto con acqua tiepida e con un detergente neutro non aggressivo.

APPLICAZIONI:

Durante la seduta

DIMENSIONE E PESO:

Diametro di 40 cm - 42,5 cm - 45 cm

MARCA E MODELLO:

Mopedia ST30

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Cuscini a forma di ciambella

