



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino antidecubito a ciambella in fibra cava siliconata

Codice di riferimento: CA-103

Marca: INTERMED

Prezzo: 49.53€

Caratteristiche del cuscino antidecubito

Questo cuscino antidecubito a ciambella con foro centrale realizzato in fibra cava siliconata è un accessorio davvero comodo, leggero ed efficace contro l'insorgenza di lesioni da decubito. Posto sulla sedia, sulla carrozzina o sulla poltrona, grazie all'alta resistenza e all'elevata traspirabilità della fibra cava siliconata, il cuscino aiuta a distribuire la pressione in maniera uniforme alleviando il dolore e prevenendo la comparsa di lesioni da compressione. La ciambella è racchiusa in una fodera in tessuto cotone 100% sanforizzato ed è munita di un dispositivo dotato di duplice velcro di fissaggio che permette di ancorare la ciambella alla seduta.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 45 x 43 cm
- Peso: 500 g
- Fodera: Cotone 100% sanforizzato da 300 gr/m2

Colore

Blu

Marca e modello

INTERMED CA-103

Contenuto della confezione

1 cuscino antidecubito a ciambella _

 **Acquista subito**
