



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CUSCINO AD ARIA - 45 x 45 x 6 cm - con fodera

Codice di riferimento: 28546

Marca: GIMA

Prezzo: 245.5€

CARATTERISTICHE:

Cuscino ad aria GIMA con fodera in poliestere, pompa e kit di riparazione.

- singolo compartimento
- 81 celle d'aria, che prevengono le piaghe da decubito
- massimizza la distribuzione della pressione e del flusso sanguigno
- si adatta alla forma del corpo
- si aggiusta in base ai cambiamenti del corpo

Carico massimo 150 kg

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, PL, DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28546

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**