



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino antidecubito in gel puntinato ad alta viscosita'

Codice di riferimento: COD 300

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 186.6€

CARATTERISTICHE:

Prevenzione e cura delle [piaghe da decubito](#) per lungodegenti e per disabili costretti in carrozzina.

- Sacca in gel che ridistribuisce la pressione ischiatica e riduce la stasi linfatica massaggiando i glutei.
- L'innovativo disegno dei picchi di sostegno presenti sulla superficie della sacca in SMARTGEL® favorisce la circolazione dell'aria.
- Fondo equilibratore in materiale viscoelastico indeformabile, o memory foam.
- Fodera sintetica bielastica traspirante, antisettica e permeabile, dotata di cerniera, che ne facilita il lavaggio, e di una base antiscivolo, che permette la massima presa su ogni superficie.

INTERNO

Sacca in Smartgel® immersa in materiale viscoelastico, memory foam

ESTERNO

Fodera sintetica bi-elastica sottoposta a trattamento HYDROCOOL® e SILVERPLUS®.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 300

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In scatola

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Blu, Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: cm 40 x 40 x 4

