



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino automodellante a rilascio d'aria

Codice di riferimento: CA-19XX

Marca: INTERMED

Prezzo: 145.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
CA1940	40 x 40 x 8 cm	145.6€
CA1944	44 x 44 x 8 cm	145.6€

CARATTERISTICHE:

Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con una particolare schiuma di poliuretano viscoelastico contenuta all'interno di un involucro impermeabile in poliuretano termoplastico. I materiali sono associati ad un sistema a rilascio d'aria regolato da una valvola posta nella parte anteriore del dispositivo che consente una perfetta aderenza alla morfologia del paziente:

fodera traspirante in maglina di poliuretano con base antiscivolo;
consigliato per pazienti di peso non superiore a 100 kg.

MARCA E MODELLO:

Intermed CA-19XX

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Varianti

Codice

Misura

CA1940

40 x 40 x 8 cm

CA1944

44 x 44 x 8 cm



Acquista subito