



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cuscino Circolare In Poliuretano

**Codice di riferimento:** CO-100.510

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 45.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
CO-100.510	39 cm	45.5€
CO-100.511	42 cm	45.5€

### CARATTERISTICHE:

Cuscino circolare con superficie piana, realizzato in poliuretano. Fodera in tessuto Evolon con cerniera.

### MARCA E MODELLO:

INTERMED CO-100.51(x)

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

### TAGLIE:

Dimensione

CO-100.510  
0 39 cm

---

CO-100.511  
0 42 cm

