



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata con depressione centrale

Codice di riferimento: CA-102

Marca: INTERMED

Prezzo: 52.83€

Caratteristiche del cuscino antidecubito in fibra cava siliconata con depressione centrale

Cuscino in fibra cava siliconata rivestito in cotone 100% sanforizzato da 300 g/m².

Questo cuscino anti-decubito Intermed si presenta con una depressione centrale e due laccetti di fissaggio in velcro, di forma quadrata 45 x 45 cm per garantire il massimo della versatilità.

Materiali di qualità e design ne fanno un prezioso alleato durante le lunghe degenze, per la prevenzione di lesioni, irritazioni e piaghe causate dallo stare a letto per tanto tempo.

Specifiche tecniche

- Forma: quadrato
- Dimensioni: 45 x 45 cm
- Materiale: fibra cava siliconata
- Colore: blu

Marca

Intermed

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

