



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino con fodera Trevira - densità 21 kg/mc

Codice di riferimento: 27696

Marca: GIMA

Prezzo: 53.3€

CARATTERISTICHE:

Cuscino in schiuma di poliuretano traspirante, densità 21 kg/mc con fodera ritardante di fiamma in poliestere. Lavabile a 95°C, autoclavabile.

DIMENSIONI E PESO:

Dimensioni: 45x75x10 cm

MARCA E MODELLO:

GIMA 27696

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un cuscino

 **Acquista subito**