



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino per lunghe degenze con foro centrale in fibra cava siliconata

Codice di riferimento: CA-101

Marca: INTERMED

Prezzo: 58.56€

Caratteristiche del cuscino per lunghe degenze con foro centrale in fibra cava siliconata

Cuscino quadrato forato centralmente pensato per usi domestici e ospedalieri.

Questo cuscino antidecubito è realizzato in fibra cava siliconata rivestita in puro cotone 100% sanforizzato con peso al metro quadro di 300 grammi, ad alta traspirabilità e delicato sulla pelle del paziente.

Il cuscino da degenza Intermed misura 45 x 45 cm e il suo foro centrale lo rende molto versatile e adattabile a tutti gli usi.

A completare la performatività di questo cuscino medicale ci sono poi i doppi laccetti in velcro utili per fissarlo a proprio piacimento.

Specifiche tecniche

- Forma: quadrato
- Dimensioni: 45 x 45 cm
- Materiale: fibra cava siliconata
- Colore: blu

Marca

Intermed

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

