



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cuscino con foro per lunghe degenze in fibra cava siliconata

**Codice di riferimento:** ST602

**Marca:** LEVITAS

**Prezzo:** 54.39€

### Caratteristiche del cuscino con foro per lunghe degenze in fibra cava siliconata

Cuscino da degenza in fibra cava quadrato con misure 42 x 42 cm.

Il cuscino da lunga degenza Levitas si caratterizza per una realizzazione in fibra cava siliconata di alta qualità che aiuta a prevenire nel malato o nella malata le tipiche piaghe, lesioni e irritazioni che sopraggiungono a fronte di una lunga permanenza a letto.

Questo cuscino anti-decubito si presenta di forma quadrata e con un foro centrale che lo rende versatile e adattabile a molti usi e posizionamenti.

### Specifiche tecniche

- Forma: quadrato
- Dimensioni: 42 x 42 cm
- Materiale: fibra cava siliconata
- Colore: nero

### Marca

Levitas

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**

---