



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino di postura con fodera elasticizzata

Codice di riferimento: cod 717

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 91.52€

CARATTERISTICHE:

Posture

Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata integrata con fluidi automodellanti.

Chiusura con cerniera. Interno stampato in poliuretano rigido. Fodera: superiore in lycra elasticizzata, inferiore in poliuretano e cotone.

Materiali disponibili per la personalizzazione:

A) cod. MP 125 lastra in poliuretano cm 50 x 100 x 2,5

B) cod. A258 Schiuma di silicone cava

C) cod. A419B Lastra plastogel cm 40 x 40 x 2

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 717

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In scatola

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: cm 35 x 40

