



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino Girevole

Codice di riferimento: ST340

Marca: KYARA

Prezzo: 50.26€

CARATTERISTICHE:

Cuscino girevole progettato per aiutare le persone con difficoltà nel muovere le gambe, per scendere dall'auto, dal proprio letto o alzarsi dalla sedia. Base antiscivolo, seduta imbottita, ruotante su supporto rigido interno riducendo lo sforzo da parte di chi lo utilizza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiali:

Parte superiore: **100% cotone**

Interno: **100% poliestere**

Base: **antiscivolo**

Dimensioni:

L:440 P:440 H:40 mm

MARCA E MODELLO:

KYARA ST340

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

