



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino in fibra cava siliconata COD 724

Codice di riferimento: COD 724

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 64.5€

CARATTERISTICHE:

Cuscino per la seduta antidecubito con fodera in cotone, imbottito con fiocco poliestere siliconato.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 724

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In scatola

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Azzurro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: cm 44 x 44

 **Acquista subito**