



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino in fibra cava siliconata a tre sezioni antidecubito

Codice di riferimento: COD 723

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 64.5€

CARATTERISTICHE:

Cuscino per la seduta antidecubito con fodera in cotone, imbottito con fiocco poliestere siliconato.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 723

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In scatola

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Azzurro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: cm 40 x 40

 **Acquista subito**