



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino antidecubito in gel fluido ST712

Codice di riferimento: ST712

Marca: LEVITAS

Prezzo: 95.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
ST712/40	40X40	95.9€
ST712/42	42X42	95.9€
ST712/45	45X45	95.9€

Caratteristiche del cuscino antidecubito ST712

Il cuscino ST712 è un supporto in gel fluido indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito. Lo studio di una perfetta viscosità del glicole propilenico e della lastra in poliuretano espansa contenuta nel cuscino garantisce al paziente una buona stabilità oltre che comodità e sollievo, questi ultimi assicurati anche dall'altezza moderata del cuscino. La capacità di adattarsi perfettamente alle forme garantisce un ottimale scarico dei pesi prevenendo così la comparsa di lesioni da pressione.

Il cuscino è rivestito da un morbido fodero di cotone traspirante e uno strato di tessuto antiscivolo. Nell'interno una membrana di PVC contiene una lastra di poliuretano espanso a bassa resilienza immerso in una soluzione di glicole propilenico. Realizzato con materiali atossici.

Marca e modello

LEVITAS ST712

Contenuto della confezione

1 cuscino antidecubito in gel

