



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino antidecubito gel con foro centrale

Codice di riferimento: ST713

Marca: LEVITAS

Prezzo: 115.75€

CARATTERISTICHE:

Il cuscino facilita la traspirazione grazie al glicole propilenico ed è composto da una lastra di poliuretazione espanso con bassa resistenza. Completamente ergonomico, si adatta quindi ad ogni tipo di morfologia. Il cuscino è foderato con tessuto Easytex similpelle, idrorepellente, ignifugo e antiscivolo.

APPLICAZIONI:

Prevenzione e cura di stati da decubito

DIMENSIONI E PESO:

- Larghezza: 43 cm
- Profondità :43 cm
- Altezza : 4 cm
- Peso: 3,5 kg

MARCA E MODELLO:

Levitas ST713

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un cuscino antidecubito

