



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cuscino Per Cpap - Fluffy

**Codice di riferimento:** MPR 158

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 159.1€

### CARATTERISTICHE:

Cuscino in poliuretano a lenta memoria per NIV - Non Invasive Ventilation - Ventilazione non invasiva. La superficie morbida si adatta alla naturale conformazione della testa grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a lenta memoria a al rivestimento in cotone naturale. E' possibile dormire sia supini che sul fianco con ogni tipo di maschera: nasale, facciale o nasal-pillow. Evita le perdite dalla maschera dovute all'appoggio sul cuscino. La possibilita' di dormire sul fianco riduce, il numero di apnee migliorando la qualita' del sonno.

dimensioni 33,5 x 50 x 9 cm;  
fodera 100% cotone.

### MARCA E MODELLO:

INTERMED MPR 158

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**