



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino antidecubito per carrozzina

Codice di riferimento: CP-50

Marca: INTERMED

Prezzo: 74.6€

Caratteristiche del cuscino antidecubito:

Il cuscino antidecubito posizionale viene inserito tra le gambe del paziente in modo da mantenerle divaricate e mettere le anche del paziente in abduzione. Il cuscino quindi diminuisce l'attrito e lo sfregamento di gambe, ginocchia e polpacci tra loro. Il prodotto è realizzato con uno speciale tessuto a memoria di forma e foderato con un altro tessuto molto traspirante.

Ulteriori dettagli:

- Fodera bioelastica
- Cuscino memory form
- Ideale per pazienti disabili

 **Acquista subito**