



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino antidecubito posizionatore collocabile

Codice di riferimento: CP-40

Marca: INTERMED

Prezzo: 146.64€

CARATTERISTICHE:

Il cuscino antidecubito cilindrico è composto da una fibra lunga cava a memoria di forma. Realizzato con un tessuto a trama fine, il cuscino cilindrico è foderato con un tessuto bielastico ad effetto traspirante.

APPLICAZIONI:

Prevenzione di stati da decubito

MARCA E MODELLO:

Intermed CP-40

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Cuscino antidecubito di forma cilindrica.

 **Acquista subito**