



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino posizionatore antidecubito mano

Codice di riferimento: CP-80

Marca: INTERMED

Prezzo: 54.6€

Caratteristiche del cuscino antidecubito per la mano:

Il cuscino posizionatore per la mano viene utilizzato solitamente dopo gli interventi chirurgici, per scaricare la pressione esercitata sulla mano e sul polso, ed evitare contatti con lenzuola o con il letto che possono causare fastidiosi sfregamenti. Viene consigliato soprattutto nel caso di spasmi, trasfusioni, prelievi del sangue ricorrenti, ed è indicato anche per prevenire le piaghe da decubito del tallone. Realizzato con un tessuto che garantisce la massima traspirabilità per la pelle.

Ulteriori dettagli:

- Indicato per il polso e la mano
- Consigliato anche per il tallone

Misure:

45 x 23 x 8,5 cm

 **Acquista subito**