



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino antidecubito tallone per scarico

Codice di riferimento: CP-70

Marca: INTERMED

Prezzo: 221.83€

CARATTERISTICHE:

Il cuscino antidecubito Intermed può essere fissato ai piedi del proprio letto grazie all'apposita cintura, così da garantire un appoggio confortevole per le caviglie e i piedi. Grazie alla sua funzione, sarà possibile assumere una posizione corretta delle caviglie e avere un completo scarico dei talloni.

APPLICAZIONI:

Scarico dei talloni e posizione corretta delle caviglie

DIMENSIONI E PESO:

85x25 cm

MARCA E MODELLO:

Intermed CP-70

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un cuscino decubito

