



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Cuscino di posizionamento antidecubito a scarico occipitale

**Codice di riferimento:** CP-90

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 221.83€

### Caratteristiche del cuscino di posizionamento antidecubito a scarico occipitale

Cuscino sanitario per pazienti sottoposti a lunghe degenze ospedaliere o domestiche.

Questo cuscino medico è realizzato in schiuma viscoelastica e fibra lunga con proprietà antidecubito che permettono al paziente di godere di grande comfort e sollievo nei punti in cui il corpo sta a contatto con il cuscino.

La struttura di questo comodo cuscino anti-decubito permette al paziente di assumere una posizione stabile e di diminuire la pressione sulla zona occipitale per vivere al meglio la degenza.

### Specifiche tecniche

- Colore: grigio

### Marca

Intermed

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### Altri modelli disponibili

- [Cuscino posizionatore circolare aperto perfetto per il sostegno cervicale](#)

- [Cuscino posizionale antidecubito mano](#)
- [Cuscino posizionale scarico tallone](#)

