



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino posizionatore scarico tallone

Codice di riferimento: CP-85

Marca: INTERMED

Prezzo: 54.6€

Il cuscino di posizionamento per il piede permette un trasferimento del punto di pressione del tallone verso zone a basso rischio (polpaccio, ginocchio) per consentire uno scarico ottimale del tallone e un buon posizionamento della caviglia.

In caso di problemi vascolari agevola il ritorno venoso.

Le sue dimensioni permettono di evitare un aumento delle pressioni di appoggio sul tendine di Achille.

 **Acquista subito**