



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino antidecubito semicircolare

Codice di riferimento: CP-60

Marca: INTERMED

Prezzo: 64.9€

Caratteristiche del cuscino antidecubito semicircolare:

Il cuscino antidecubito posizionale semicircolare è consigliato quando risulta necessario quando si vuole impedire che alcune parti del corpo del paziente facciano attrito tra loro. Questo prodotto è consigliato in particolare per la testa, per il collo e il tratto cervicale. Il prodotto è realizzato con uno speciale tessuto a memoria di forma e foderato con un altro tessuto a trama fine che garantisce una elevata traspirabilità.

Ulteriori dettagli:

- Fodera bioelastica
- Cuscino memory form
- Ideale per pazienti con difficoltà motorie

 **Acquista subito**