



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino posizionario triangolare antidecubito

Codice di riferimento: CP-10

Marca: INTERMED

Prezzo: 194.38€

Caratteristiche del cuscino antidecubito triangolare per disabili e anziani:

Il cuscino posizionario è fondamentale per prevenire le classiche piaghe da decubito di chi è costretto a mantenere la stessa posizione per lunghi periodi di degenza. Grazie a questo cuscino, realizzato in fibra cava siliconata ad alta resistenza garantisce un notevole assorbimento delle parti appoggiate e diminuendo le pressioni e possibili tagli da sfregamento, quindi impedisce anche eventuali casi di infezione.

Ulteriori dettagli:

- Indicato per zone a rischio come sacro, ischio e talloni
- Le pressioni vengono spostate verso le zone a minor rischio come polpacci, cosce e dorso

Misure:

56 x 32 x 28 cm

 **Acquista subito**