



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

CUSCINO ROTANTE

Codice di riferimento: 43040

Marca: GIMA

Prezzo: 58.9€

CARATTERISTICHE:

Cuscino da seduta girevole.

La rotazione facilita l'ingresso in auto, sul letto, o sulla sedia.

Misura: Ø 40 cm.

Il top è realizzato in 100% poliestere.

Fondo in tessuto PVC antiscivolo.

Interno in nylon liscio imbottito con schiuma PU.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 43040

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**
