



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## CUSCINO SAGOMATO CON FORO - 100% cotone

**Codice di riferimento:** 28550

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 44.2€

### CARATTERISTICHE:

Prodotti per prevenire le piaghe da decubito a basso rischio, realizzati in fibra cava siliconata racchiusa in fodera di tessuto di cotone 100% sanforizzato. La principale proprietà di questa fibra è mantenere la forma originale anche dopo una forte pressione, restando confortevole nel tempo e con un'appropriata distribuzione del peso. La fodera di cotone traspirante offre il massimo fresco benessere. Lavabile a 30-40 °C.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: 45 x 45 cm

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 28550

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**