



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Cuscino Silver Dormiben

Codice di riferimento: 236

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 32.3€

CARATTERISTICHE:

Indicato nell'artrosi cervicale e come sostegno lombare.

Speciale imbottitura interna in espanso, atossico e biodegradabile, che favorisce la circolazione dell'aria.
Fodera interna in tessuto antiallergico antiacaro: cotone sanforizzato con strato impermeabile di spalmato poliuretano.
Fodera esterna in cotone, trattata con procedimento HeiQ Pure TF (proprietà batteriostatiche)

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 236

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da viaggio in TNT

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Argento

CARATTERISTICHE:

Particolarmente consigliato per lungodegenti allettati. Sostiene la nuca massaggiandola dolcemente.

Speciale imbottitura interna in espanso, atossico e biodegradabile, che favorisce la circolazione dell'aria.
Fodera interna in tessuto antiallergico antiacaro: cotone sanforizzato con strato impermeabile di spalmato poliuretano.
Fodera esterna in cotone, trattata con procedimento HeiQ Pure TF (proprietà batteriostatiche)

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 235

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da viaggio in TNT

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Argento

CARATTERISTICHE:

Ideale per la prevenzione e la cura delle patologie del perineo.

Riduce la pressione al movimento pelvico.

Speciale imbottitura interna in espanso, atossico e biodegradabile, che favorisce la circolazione dell'aria.

Fodera interna in tessuto antiallergico antiacaro: cotone sanforizzato con strato impermeabile di spalmato poliuretano.

Fodera esterna in cotone, trattata con procedimento batteriostatico.

Misure: cm 39 x 39 x 7

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 262

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da viaggio in TNT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni: cm 39 x 39 x 7

Dimensioni: cm 38 x 26 x 11 Dimensioni: cm 45 x 15

