



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Cuscino Supporto Lobare In Poliuretano

**Codice di riferimento:** ST346

**Marca:** KYARA

**Prezzo:** 57.8€

### CARATTERISTICHE:

Cuscino lombare ideale per viaggiare o lavorare. Realizzato in poliuretano stampato e non tagliato. Si utilizza tra lo schienale della seduta e la zona lombare per dare supporto alla schiena e contribuire a mantenere una corretta postura. Utile per ridurre il mal di schiena quando si sta seduti o alla guida per un lungo periodo. Completo di cinturino regolabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### Materiali:

Rivestimento: **100% poliestere**

Interno: **poliuretano**

#### Dimensioni:

**L:330 P:350 H:90/30 mm**

### MARCA E MODELLO:

KYARA ST346

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**

---