



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Cuscino termico per la terapia del caldo – boso bosotherm 1400

Codice di riferimento: 5210022

Marca: INTERMED

Prezzo: 102.6€

CARATTERISTICHE:

Cuscino termico rettangolare che favorisce la circolazione sanguigna e rilassa la muscolatura. Fodera in micro tessuto traspirante e lavabile in lavatrice a massimo 40 °C. Sistema elettronico di termoregolazione con funzione di riscaldamento rapido entro 10 minuti dall'attivazione. Interruttore di accensione e spegnimento illuminato. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione a rete elettrica 220 V con cavo scollegabile. Potenza 100 Watt. Dimensioni 33 x 44 cm.

MARCA E MODELLO:

Boso 5210022

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**