



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Coppia di solenoidi per magnetoterapia

Codice di riferimento: CV2S2000

Marca: IACER

Prezzo: 181.78€

Caratteristiche dei solenoidi per magnetoterapia:

I solenoidi sono parte integrante delle fasce elastiche e terapeutiche che sono utilizzate per la cura di disturbi articolari e muscolari attraverso la magnetoterapia. I solenoidi generano, attraverso il passaggio della corrente elettrica, un campo magnetico in grado di curare e alleviare dolori e disturbi, quali sciatalgie, artrosi, lombalgie, cervicalgie, etc. La coppia di solenoidi è adatta ai modelli Mag 2000 e Mag 2000 Plus

Ulteriori dettagli:

- Diametro 11 cm
- Modelli supportati Mag 2000 e Mag 2000 Plus

Domande frequenti

Cosa sono le coppie di solenoidi per magnetoterapia?

Le coppie di solenoidi sono solenoidi professionali che vengono usati con l'apparecchio per la magnetoterapia. L'applicatore con coppia di solenoidi professionali è consigliato nei casi in cui si ha la necessità di un trattamento ad alta intensità e per trattare il tessuto fino in profondità.

Come si posiziona la coppia di solenoidi per magnetoterapia?

La posizione della coppia di solenoidi varia in base alla zona del corpo che desideri trattare. È sufficiente lasciar aderire ciascun solenoide sulla cute, azionare il macchinario e attendere fino a quando non avrà terminato.

Quanto costa la coppia di solenoidi per magnetoterapia?

La coppia di solenoidi da utilizzare per le sedute di magnetoterapia ha un prezzo di listino di 99,08€. Il kit include la coppia di solenoidi e i cavi per eseguire il collegamento con il dispositivo per la magnetoterapia.

Quando usare la coppia di solenoidi?

I solenoidi generano un campo magnetico in grado di curare e alleviare dolori e disturbi, quali sciatalgie, artrosi, lombalgie e cervicalgie, attraverso il passaggio della corrente elettrica.

